

Калий марганцовокислый

Форма выпуска

Порошок для приготовления раствора для наружного применения.

Описание

Дезинфицирующее средство «Калий марганцовокислый» представляет собой порошок в виде темно-фиолетовых, почти черных, кристаллов с сине-стальным блеском.

Состав

Калия перманганат 99%.

Упаковка

Флакон 3 г.

Фармакологическое действие

Средство проявляет бактерицидное (в том числе в отношении возбудителей внутрибольничных инфекций), туберкулоцидное, вирулицидное (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, ВИЧ и др.) и фунгицидное (в отношении грибов родов Кандида и трихофитон) действие.

По параметрам острой токсичности средство относится к 4 классу мало опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 при нанесении на кожу, введении в желудок и ингаляционном воздействии. По классификации Сидорова К.К. при парентеральном введении средство относится к 5 классу практически нетоксичных соединений. Кожно-резорбтивные и сенсibiliзирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выявлены.

Средство обладает умеренным раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и на кожу. Рабочие растворы средства в рекомендованных режимах применения не оказывают раздражающего действия на кожу и на слизистые оболочки глаз. ПДК в воздухе рабочей зоны перманганата калия в пересчете на MnO_2 - 0,3 мг/м³, 2 класс опасности (пары) по ГОСТ 12.1.005-88.

Средство может быть использовано для обработки кожи детей с рождения.

Показания к применению

Средство «Калий марганцовокислый» предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях:

- для гигиенической обработки рук медицинского персонала, в том числе персонала машин скорой медицинской помощи;



- для обеззараживания кожи инъекционного поля;
- для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов; а также
- для гигиенической обработки рук учащихся общеобразовательных учреждений, персонала детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, хосписы и т.п.), работников парфюмерно-косметических предприятий (в том числе парикмахерских, косметических салонов и т.п.), общественного питания, коммунальных объектов, предприятий пищевой и химико-фармацевтической промышленности;
- для гигиенической обработки рук и инъекционного поля населением в быту.

Способ применения и дозы

Гигиеническая обработка рук:

3 мл 0,005% раствора средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до высыхания в течение 30 секунд.

Обработка кожи перед введением катетеров и пункцией суставов:

кожу двукратно протирают отдельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными 0,05% раствором средства; время выдержки после окончания обработки – 2 минуты; накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.

Обработка инъекционного поля, в т.ч. в месте прививки:

кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно смоченным 0,01% раствором средства; время выдержки после окончания обработки – 1 минута.

Меры предосторожности

Использовать только для наружного применения.

По истечении срока годности использование средства запрещается.

При случайном попадании средства в желудок рекомендуется выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбента (например, 10-15 измельченных таблеток активированного угля на стакан воды). Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться за медицинской помощью.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

При условии хранения в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет со дня изготовления; срок годности рабочих растворов - 28 суток.